

Gama Produktowa AESUB | Spray do skanowania

Produkt	AESUB Blue 	AESUB Orange 	AESUB Diamond 	AESUB White 	AESUB Transparent 	AESUB Green 	AESUB Yellow 
Dostarczane jako:	 aerazol puszka 400 ml		 aerazol puszka 200 ml, 400 ml	 aerazol puszka 400 ml		 płyn 1L, 5 L, 200 L	 płyn 200 ml
Objętość pomiarowa:	S-M	S-L	XS-S	S-XL	S-M	L-XL	XS-S
Aplikacja:							
Odległość natrysku:	15-20 cm		5-10 cm	15-20 cm			5-10 cm
Powłoka:	znikająca			permanentna	znikająca		
Czas skanowania:	1-2 h	4-8 h	10 min	nieograniczony		1-2 h	2-4 h
Czas sublimacji:	4 h	12-24 h	15-30 min.	--	4 h	6 h	4-6 h
Kolor:	biały			przezroczysty		biały	
Zawiera pigmenty:	nie			tak		nie	
Zawiera dwutlenek tytanu:	nie			nie			
Grubość powłoki:	8-15 µm	2-6 µm	2 µm	7 µm	15-20 µm	10-20 µm	0.5-1µm
Kompatybilny z AESUB dots:	tak			nie		tak	
Wydajność krycia:	4 m ² / puszka		4 m ² / 400 ml 2 m ² / 200 ml	4 m ² / puszka		15 m ² / L	10 m ² / 200 ml
Optymalna temperatura pracy:	21°C (69.8°F)						
Przydatność do użycia:	5 lat						
Jednostka opakowaniowa:	12 / karton					6 x 1L / karton 5 L 200 L	12 / karton